

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Set/20
	Instrução de Uso	

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Vestimenta Hospitalar

Nome Comercial: Avental para Procedimento/Isolamento BASICS* Halyard

Modelo e Especificações Técnicas:

Código	Descrição	Barreira de Proteção	Tamanho	Tamanho Frente	Tamanho Trás	Cor
43007	Avental para Procedimento/ Isolamento BASICS* Halyard Universal AAMI2	AAMI 2	Universal	127 cm	101 cm	Amarelo
43008	Avental para Procedimento/ Isolamento BASICS* Halyard Grande AAMI2	AAMI 2	Grande	127 cm	91 cm	Amarelo
43009	Avental para Procedimento/ Isolamento BASICS* Halyard Extra-Grande AAMI2	AAMI 2	Extra-Grande	135 cm	101 cm	Amarelo

- Aventais que atendem aos requisitos do Nível 2 da AAMI a 4% AQL:

Penetração de impacto de pulverização $\leq 1,0$ g

Pressão hidrostática ≥ 20 cm


Registro Anvisa: 81832580059

Reprocessamento Proibido.

Prazo de Validade: Indeterminado

Produto de Pronto Uso.

Fotos



	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Set/20
	Instrução de Uso	IUAP-IB-H rev. 00



Conteúdo

São embalados 10 aventais em uma embalagem de polietileno e então são acondicionadas em caixa de papelão para transporte contendo 100 unidades.

Descrição e Indicação

Avental descartável de uso único, destinado aos profissionais de saúde em situações que requerem contato rotineiro com o paciente, isolamento do contato ou tarefas gerais de limpeza. Usado para apoiar estratégias de controle de infecção de hospitais e outros profissionais de saúde.


Instruções de Uso

1. Retirar o avental da embalagem;
2. Desdobrar o avental respeitando técnicas e protocolos da instituição, antes de vesti-lo;
3. Descartar o avental imediatamente após sua utilização em local apropriado de acordo com os protocolos da Instituição.

Composição

Tecido de SMS (Polipropileno).

Não contém látex de borracha natural.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Set/20
	Instrução de Uso	IUAP-IB-H rev. 00

Condições de Armazenamento

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta. Manter em sua embalagem original.

Condições para o Transporte

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições de Manipulação

Deve ser descartado após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

Advertências

— Proibido Reprocessar

Precauções

O Avental deve ser descartado de acordo com os procedimentos padronizados pela instituição, em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

Contraindicações:

Não aplicável.

Registrado por: CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.


Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Set/20
	Instrução de Uso	IUAP-IB-H rev. 00

Fabricante Responsável: O&M Halyard, Inc
9120 Lockwood Blvd - Mechanicsville, Virgínia - USA 23116