


| | | |
|--|---|--------------------|
|  | COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES | Emissão: set/20 |
| | Instrução de Uso | IUGDH-H Rev. 00 |

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Vestimenta Hospitalar

Nome Comercial: Gorro Descartável Halyard

Modelos e Especificações

69801: Gorro Descartável Halyard G, azul

69803: Gorro Descartável Halyard GG, Azul

Registro Anvisa: 81832580075


Reprocessamento Proibido.


Prazo de Validade: Indeterminado

Embalagem unitária.

Produto não estéril

Fotos:



| | | |
|--|---|--------------------|
|  | COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES | Emissão: set/20 |
| | Instrução de Uso | IUGDH-H Rev. 00 |

Descrição e Indicação

O Gorro Descartável Halyard deve ser usado em hospitais para conter o cabelo do usuário e evitar a transmissão de bactérias pela queda do cabelo.

Instruções de Uso

1. Retirar o gorro da embalagem;
2. Colocar o gorro na cabeça a começando a partir da testa para a base da nuca.
3. Adaptar na cabeça de modo confortável.
4. Sempre que o gorro molhar, trocar por outro.
5. Após o uso, descartar em local apropriado para materiais contaminados.

Composição

Tecido Spunbond

Fio de poliéster

Elástico Não Látex

Não contém látex de borracha natural.

Condições de Armazenamento

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições para o Transporte

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições de Manipulação

O gorro deve ser descartado de acordo com os procedimentos padronizados pela instituição, em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

Advertências

Não aplicável

| | | |
|--|---|--------------------|
|  | COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES | Emissão: set/20 |
| | Instrução de Uso | IUGDH-H Rev. 00 |

Precauções

Não aplicável

Contraindicações

Não aplicável

Registrado por: CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

Fabricante Responsável: O&M Halyard, Inc

9120 Lockwood Blvd - Mechanicsville, Virginia - Estados Unidos da América 23116