


| | | |
|--|---|-------------------|
|  | COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES | Emissão: Jun/20 |
| | Instrução de Uso | IULV-H rev. 01 |

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Luvas Descartáveis

Nome Comercial: Luva de Vinil Halyard

Modelo e Especificações Técnicas:

| Código | Tamanho | Cor | Comprimento | Largura da palma | Espessura Dedo do meio | Espessura Palma | Quantidade por Dispenser | Quantidade por Caixa |
|--------|---------|--------------|-------------|------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 50031 | S | Branca | 250 mm | 85 mm | 0.09mm | 0.11 mm | 100 | 1000 |
| 50032 | M | Branca | 250 mm | 95 mm | 0.09mm | 0.11 mm | 100 | 1000 |
| 50033 | L | Branca | 250 mm | 105 mm | 0.09mm | 0.11 mm | 100 | 1000 |
| 50034 | XL | Branca | 250 mm | 115 mm | 0.09mm | 0.11 mm | 90 | 900 |
| 55030 | XS | Transparente | 250 mm | 75 mm | 0.09mm | 0.11 mm | 100 | 1000 |
| 55031 | P | Transparente | 250 mm | 85 mm | 0.09mm | 0.11 mm | 100 | 1000 |
| 55032 | M | Transparente | 250 mm | 95 mm | 0.09mm | 0.11 mm | 100 | 1000 |
| 55033 | L | Transparente | 250 mm | 105 mm | 0.09mm | 0.11 mm | 100 | 1000 |
| 55034 | XL | Transparente | 250 mm | 115 mm | 0.09mm | 0.11 mm | 90 | 900 |

Nível de qualidade aceitável (AQL): Atende ou excede

Padrões de Teste ASTM D5151: Atende ou excede

Padrão ISO de biocompatibilidade para irritação e sensibilidade primária da pele: Atende ou excede

Tipo de ajuste: Ambidestro

Registro Anvisa: 81832580067

Reprocessamento Proibido.

Prazo de Validade: Indeterminado

Produto de Pronto Uso.

| | | |
|--|---|-----------------|
|  | COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES | Emissão: Jun/20 |
| | Instrução de Uso | |

Fotos



Conteúdo

São acondicionados em forma de dispenser e então são acondicionadas em caixa de papelão para transporte.

Descrição e Indicação

A Luva de Vinil sem pó da Halyard é indicada para uso por profissionais durante a realização de exames nos pacientes, com a finalidade de proteger e evitar a contaminação.

As luvas têm 9,5 polegadas de comprimento (250 mm), não contêm pó, são macias na ponta dos dedos, são de uso ambidestro e não estéreis.

Instruções de Uso

- Retirar a luva da caixa;
- Calçar a luva;
- Descartar após o uso.


Composição

PVC (Policloreto de vinila).

Condições de Armazenamento

Armazene em local seco e fresco, longe de fontes intensas de calor.

Mantenha o máximo possível em sua caixa de remessa. A caixa aberta deve ser protegida contra a exposição à luz solar direta, luz artificial intensa, máquinas de raio-x e outras fontes de ozônio.

| | | |
|--|---|-------------------|
|  | COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES | Emissão: Jun/20 |
| | Instrução de Uso | IULV-H rev. 01 |

Condições para o Transporte

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições de Manipulação

Deve ser descartado após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

Advertências

- Proibido Reprocessar
- Não se destina a exposição direta e prolongada a produtos químicos.

Precauções

Não aplicável.

Contraindicações:

Não aplicável.

Registrado por: CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

Fabricante Responsável: O&M Halyard, Inc

9120 Lockwood Blvd - Mechanicsville, Virgínia - USA 23116