	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: set/20
	<b>Instrução de Uso</b>	IUPCXT-H Rev. 00

### **Identificação do produto e Apresentação**

Nome Técnico: Vestimenta Hospitalar

Nome Comercial: Protetor de Calçado X-TRA TRACTION Halyard

### **Modelos e Especificações**

69252: Protetor de Calçado X-TRA TRACTION Halyard Tamanho Universal Azul

69254: Protetor de Calçado X-TRA TRACTION Halyard Tamanho GG Azul

Registro Anvisa: 81832580076

Reprocessamento Proibido.


Prazo de Validade: Indeterminado

Embalagem unitária.

Produto não estéril

### **Fotos:**



	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: set/20
	<b>Instrução de Uso</b>	IUPCXT-H Rev. 00

### **Descrição e Indicação**

O Protetor de Calçado X-TRA TRACTION Halyard (Propé) é indicado para cobrir e envolver os calçados em ambientes hospitalares, ambulatoriais, clínicas médicas/odontológicas e outras áreas da indústria alimentícia e farmacêutica, evitando o desprendimento de partículas de sujeira em áreas especiais e restritas que tenham a necessidade de controle sobre a higienização do piso. Possui elástico e tiras adesivas que proporcionam uma tração extra evitando o escorregamento. O protetor de calçado oferece também aos profissionais de saúde a proteção para os pés, evitando a penetração de líquidos, quando em contato com fluídos leves.

### **Instruções de Uso**

Retirar o protetor de calçado de sua embalagem e colocá-lo sobre o calçado cobrindo-o totalmente e de modo que fique confortável.

### **Composição**

SMS (polipropileno)

Fio de poliéster

Elástico Não Látex

Adesivo Hot Melt (tiras de tração)

Não contém látex de borracha natural.

### **Condições de Armazenamento**

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

### **Condições para o Transporte**

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

### **Condições de Manipulação**

O gorro deve ser descartado de acordo com os procedimentos padronizados pela instituição, em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: set/20
	<b>Instrução de Uso</b>	IUPCXT-H Rev. 00

**Advertências**

Não aplicável

**Precauções**

Não aplicável

**Contraindicações**

Não aplicável

**Registrado por:** CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

**Distribuidor:** CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – [sac@cnph.com.br](mailto:sac@cnph.com.br)

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

**Fabricante Responsável:** O&M Halyard, Inc

9120 Lockwood Blvd - Mechanicsville, Virginia - Estados Unidos da América 23116