

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	Instrução de Uso	IUTA-H rev. 01

Identificação do produto e Apresentação

Nome Comercial: Toalha Absorvente (Forro de Bandeja) Tray Line Halyard

Modelos

10502 - Toalha Absorvente Tray Line Halyard

Especificações

51cm x 64cm (20 in. x 25 in)

Registro Anvisa: Isento

Prazo de Validade: 05 anos

Embalagem em forma de Dispenser com 50 unidades

Produto de Pronto Uso.

Foto



	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Jun/20
	Instrução de Uso	IUTA-H rev. 01

Descrição e Indicação

As toalhas absorventes (forros de bandeja) são de uso único e de múltiplas funções para uso em um ambiente de assistência médica. As aplicações típicas incluem um revestimento absorvente para bandejas de instrumentos cirúrgicos, um protetor para instrumentos cirúrgicos, uma camada de amortecimento entre o invólucro e a bandeja e uma toalha descartável.

Instruções de Uso

1. Remover a toalha da embalagem.

Composição

Hydroknit* branco com gramatura de 64 (g/m²). É um material de absorção rápida.

Condições de Armazenamento

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições para o Transporte

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições de Manipulação

Descarte: A Toalha deve ser descartado de acordo com os procedimentos padronizados pela instituição, em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

Fabricante Responsável: Halyard Health, Inc

5405 Windward Parkway - Alpharetta, Georgia – 30004 – Estados Unidos da América